

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Data badania:

Czas przybycia na badanie:

Lokalizacja:

Przygotowanie jelit do kolonoskopii przy użyciu MoviPrep

Kolonoskopia to zabieg rutynowy, zasadniczo bezpieczny i bezbolesny, służący do zbadania wnętrza okrężnicy. Dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i skuteczności, pacjent powinien przed rozpoczęciem zabiegu wykonać pewne czynności.

- 1 Należy podjąć kroki, aby ktoś odwiózł pacjenta do domu po zabiegu
 - Kolonoskopia wymaga podania środków uspokajających, po których pacjentowi nie wolno opuścić szpitala bez opieki
- 2 Przed badaniem należy zastosować się do zaleceń lekarza dotyczących leków, których należy unikać, i diety, której należy przestrzegać
- 3 Należy zakończyć całą procedurę przygotowania jelita zgodnie z opisem na następnej stronie



Preparat MoviPrep można nabyć w większości aptek. Jeśli apteka, w której zaopatruje się pacjent, nie posiada w sprzedaży preparatu MoviPrep, lek może zostać zamówiony i dostarczony w ciągu 24 godzin.

Dane potrzebne farmaceutycie: NDC 65649-201-75

MoviPrep®
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.**

Instrukcje dla pacjenta

Opakowanie kartonowe preparatu MoviPrep zawiera 4 torebki i jednorazowy pojemnik do mieszania. Aby zapewnić najskuteczniejsze przeczyszczenie, należy doprowadzić do końca całą procedurę przygotowawczą.


Początek o godzinie:

CZYNNOŚĆ

1

- Do pojemnika jednorazowego użytku wsypać zawartość jednej torebki A i jednej torebki B
- Dodać letniej wody pitnej do poziomu górnej kreski. Wymieszać do rozpuszczenia


W razie potrzeby roztwór można przygotować wcześniej i przechowywać w lodówce do czasu użycia. Gotowy roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin.



CZYNNOŚĆ

2

- Na pojemniku MoviPrep znajdują się 4 znaczniki. Co 15 minut należy wypić porcję roztworu do następnego znacznika (około 0,25 l), aż do wypicia całej objętości preparatu
- Wypić około 0,5 l dowolnego czystego płynu



Początek o godzinie:

- Powtórzyć czynności 1 i 2

Z wszelkimi pytaniami prosimy dzwonić do naszego biura pod numer _____.

Preparat MoviPrep jest wskazany u pacjentów w wieku 18 lat lub starszych w celu oczyszczenia okrężnicy w ramach przygotowań do kolonoskopii. MoviPrep jest przeciwwskazany u osób z silną nadwrażliwością na jakikolwiek z jego składników. Preparat MoviPrep należy stosować ostrożnie u osób przyjmujących jednocześnie leki mogące powodować zaburzenia gospodarki elektrolitowej, osób z rozpoznaniem lub podejrzeniem hiponatremii, ciężkim wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, niedrożnością jelita, niedrożnością z zatkaniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zwolnionym opróżnianiem żołądka, toksycznym zapaleniem okrężnicy, toksycznym rozszerzeniem okrężnicy lub niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. W badaniach klinicznych najczęstszymi reakcjami niepożądanymi na podanie preparatu MoviPrep były rozdęcie powłok brzusznych, ból odbytu, pragnienie, nudności i bóle brzucha.

W czasie stosowania preparatu MoviPrep podawane jest do 2,33 mg fenyloalaniny.

Szczegółowe informacje na temat zaleconego przepisywania i dawkowania znajdują się w ulotce dołączonej do leku.



Strona internetowa: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560, USA Tel • 866 669 SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. MOV 07/01

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.